

合計50本限定!

「3D Readyアテロコラーゲン」 先行サンプルキャンペーン

2020年2月
発売予定!!




その3D培養沈んでいませんか??

3D Readyアテロコラーゲン



濃度の低いアテロコラーゲン



GFP発現HepG2細胞のゲル内培養において、3D Readyアテロコラーゲンを用いることで、細胞の沈降を抑制することが出来、均一な3D培養を可能にした。

特長

- Ready to useの3D培養用アテロコラーゲン
- 細胞と混ぜて温めるだけの簡単操作
- DMEM混合済み (High/Low Glucoseの選択可)


キャンペーン応募方法

抽選への応募は、以下URLの弊社お問い合わせフォームより、「3D Readyアテロコラーゲンのサンプル希望」とご送信ください。

<https://atelocollagen.com/contact>

- 応募締め切りは2019年12月31日、製品の発送は2020年1月上旬を予定しています。
- 当選者へのご連絡をもって発表に代えさせていただきます。
- 数に限りがありますので、培地の種類はご希望に添えない場合がございます。
- 1講座につき1応募をお願いします。
- サンプルの容量は5mLです。


3ステップで安定した3D培養を実現!




ステップ1：解凍した3D Readyアテロコラーゲンを、細胞懸濁液/細胞ペレットと混合。
ステップ2：実験に合わせてマルチウェルプレート等へ混合液を播種し、37℃に加温。
ステップ3：ゲルが固まったら、ゲル上に液体培地を添加して完了。

用途


コラーゲンゲル内培養



コラーゲンゲル上培養



コラーゲンゲル共培養



予定販売価格(変更の可能性もございます)

製品番号	製品	容量	包装	無菌保証	保管	価格(税別)
3D-LG01	3D ReadyアテロコラーゲンDMEM Low Glucose		1本/袋			¥9,800
3D-LG05	3D ReadyアテロコラーゲンDMEM Low Glucose	12mL/本	5本/箱	あり	冷凍	¥42,000
3D-HG01	3D ReadyアテロコラーゲンDMEM High Glucose		1本/袋			¥9,800
3D-HG05	3D ReadyアテロコラーゲンDMEM High Glucose		5本/箱			¥42,000

AteloCell®のご購入、その他の参考文献リストにつきましては、弊社WEBサイトをご利用ください。

atelocollagen.com

本製品は研究用試薬です。人体には使用しないで下さい。

AteloCell®は株式会社 高研の登録商標です。

© 2019 KOKEN CO., LTD.

お問い合わせ先

KOKEN

株式会社 高研

〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 TEL 03-3816-3525 FAX 03-3816-3570
http://www.kokenmpc.co.jp E-Mail support@atelocollagen.jp